こんな車椅子が欲しかった。

自動安全ブレーキ付車イス

車椅子から立ち上がる際の、ブレーキをかけないために転倒してしまう利用者にとって、転倒する ことなく、しかも本人の自立を阻害せずにすむ方法を考えました。



自動安全ブレーキユニット「にげない君」付車いす

機種	前輪	後輪	前座高	後座高	座シート幅	座奥行
T-1N-400	6	22	435	410	400	400
背沪小高	肘掛高	全幅	全高	全長	折畳寸法	重量
380	220	620	850	980	330:660	11.0

◎フレームアルミ ○自走式

◎カラー1色 ○背固定式

標準モデル T-1N-400 $\mathbf{¥125.000}$

(非課税)

☆その他の機種☆

にげない君付きT-1N-420 ¥119,800

にげない君付きT-1N-Lo ¥119,800 にげない君付きWD1N ¥162,800 にげない君付きWD2 ¥182,800

ユニット(自動安全ブレーキ)取付け

今お使いの車椅子に取付けができます。

☆ユニット取付けが可能な車椅子☆

- - ●大車輪がワイヤースポークであること
- ●自走式であること プレーキがタックル式であること
- ●特殊モジュール型でないこと
- ●低床タイプの車いすにも取付けが可能です

これ以外にも取付け不可のものがありますので、不明な点がございましたらご連絡ください 取付けは当社開発事業部で行います

お客様ご自身でのユニットの取付けは、安全保障上の問題がございますのでお断りしております



¥70.000

(消費税別)



〒923-0864 石川県小松市有明町71番地 TEL 0761-23-2329 FAX 0761-23-2218